

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Srpkl 토끼 다클로날 항체 - Q96Sb4

품목 번호: CM0025583



소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광법(immunofluorescence), ELISA에 대해 검증된 SRPK1 토끼 다클로날 항체 (UniProt Q96SB4). 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응함. SR 단백질 인산화, 스플라이싱 조절 및 세포 주기 진행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRPK1 Rabbit pAb
비고/별칭	SFRSK1; SRPK1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6732
GeneID	6732
면역원(Immunogen)	인간 SRPK1 (NP_003128.3)의 아미노산 290-480 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96SB4
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)