

Anti-Srpr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08240

품목 번호: CM0027180



소개

인간 SRPR(SRP 수용체 알파 서브유닛)을 표적하는 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 토끼 폴리클론 항체. 인간과 교차 반응; 면역원은 N-말단 영역을 포함합니다. 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRPR Rabbit pAb
비고/별칭	DP; SRPR; Sralpha
종	인간
GeneID (Human)	6734
GeneID	6734
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08240
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백