


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Srprb 토끼 다클로날 항체 - Q9Y5M8

품목 번호: CM0015875



소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 SRPRB 토끼 다클로날 항체입니다. 단백질 타겟팅 연구를 위해 신호 인식 입자 수용체 베타 소단위를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRPRB Rabbit pAb
비고/별칭	APMCF1; SR-beta; SRPRB
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	58477
유전자 ID	58477
면역원	재조합 단백질/사람 SRPRB (NP_067026.3)의 아미노산 57-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9Y5M8
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백