

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Srpx 다클론 항체 - P78539

품목 번호: CM0014832

소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 인간 SRPX 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 식세포작용, 세포 부착 및 망막 디스크 탈락 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRPX Rabbit pAb
비고/별칭	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
종	인간
GeneID	8406
면역원	인간 SRPX(NP_006298.1)의 아미노산 40-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P78539
단백질 중량	52kDa
배송	아이스팩