


Anti-Srrm1 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q8Iyb3

품목 번호: CM0029939



소개

인간 SRRM1 (SRm160)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차반응합니다. RNA 스플라이싱 및 스플라이소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRRM1 토끼 pAb
비고/별칭	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
종	인간
GeneID (인간)	10250
GeneID	10250
면역원	인간 SRRM1 (NP_005830.2)의 아미노산 1-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8IYB3
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백