

Ihc-P, Elisa용 Anti-Srrt 토끼 다클로날 항체 - Q9Bxp5

품목 번호: CM0028749



소개

IHC-P 및 ELISA용 고품질 SRRT/ARS2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 SRRT 단백질(101 kDa, Q9BXP5)을 검출합니다. miRNA 처리, 세포 주기 진행 및 전사 조절 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRRT Rabbit pAb
비고/별칭	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51593
GeneID	51593
면역원(Immunogen)	인간 SRRT (NP_001122325.1)의 아미노산 623-872에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BXP5
단백질 분자량	101kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)