


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Srsf1/Sf2/Asf 단일클론 항체 - Q07955

품목 번호: CM0009576



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 SRSF1(SF2/ASF) 표적 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 SRSF1을 인식합니다. 스플라이싱 연구, 진단 개발 및 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF1/SF2/ASF 토끼 mAb
비고/별칭	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
종	인간
유전자 ID (인간)	6426
유전자 ID	6426
면역원	합성 펩타이드 인간 SRSF1/SF2/ASF(NP_008855.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q07955
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백