


Anti-Srsf1/Sf2/Asf Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q07955

품목 번호: CM0023045



소개

인간 SRSF1/SF2/ASF (SF2, ASF)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 폴리클론 항체입니다. 마우스 및 래트 내생 단백질과 교차 반응합니다. 대체 스플라이싱 및 mRNA 프로세싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRSF1/SF2/ASF Rabbit pAb
비고/별칭	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
종	인간
유전자 ID (인간)	6426
유전자 ID	6426
면역원	인간 SRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1)의 아미노산 1-248에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07955
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백