


Anti-Srsf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

품목 번호: CM0029531



소개

인간 SRSF2 스플라이싱 인자를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 Western blot (WB), IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. pre-mRNA 스플라이싱 연구 및 진단 응용에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRSF2 Rabbit pAb
비고/별칭	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
종	인간
유전자 ID (인간)	6427
유전자 ID	6427
면역원	인간 SRSF2 (NP_001182356.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원료 출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01130
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백