


Anti-Srsf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

품목 번호: CM0030262



소개

SRSF3 (SRp20)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트를 인식합니다. 스플라이싱 및 mRNA 수출 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF3 Rabbit pAb
비고/별칭	SFRS3; SRp20; SRSF3
종	Human
GeneID (Human)	6428
GeneID	6428
면역원	인간 SRSF3 (NP_003008.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P84103
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩