

Wb, Elisa용 Anti-Srsf4 폴리클로널 항체 - Q08170

품목 번호: CM0029376

소개

인간 SRSF4 (SFRS4/SRP75, 57 kDa)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응을 나타냅니다. 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF4 Rabbit pAb
비고/별칭	SFRS4; SRP75; SRSF4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6429
GeneID	6429
면역원	인간 SRSF4 (NP_005617.2)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q08170
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)