

Anti-Srsf6 (Srp55) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13247

품목 번호: CM0017936



소개

인간 SRSF6(SRp55)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 SRSF6 검출. 스플라이싱 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF6 Rabbit pAb
비고/별칭	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
종	인간
유전자 ID (인간)	6431
유전자 ID	6431
면역원	인간 SRSF6 (NP_006266.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원료	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13247
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백