


웨스턴 블롯, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 안티-Srsf7 래빗 폴리클로날 항체 - Q16629

품목 번호: CM0018804



소개

mRNA 처리 및 수출에 관여하는 스플라이싱 인자인 인간 SRSF7/9G8을 표적으로 하는 고순도 래빗 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 스플라이싱 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF7 래빗 pAb
비고/별칭	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
종	인간
GeneID (인간)	6432
GeneID	6432
면역원	인간 SRSF7 (NP_001026854)의 아미노산 60-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16629
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백