

Anti-Srsf8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q9Br16

품목 번호: CM0021747



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된, 마우스 교차 반응성을 가진 토끼 폴리클로날 anti-SRSF8 항체. pre-mRNA 선택적 스플라이싱에 관여하는 인간 세린/아르기닌-풍부 스플라이싱 인자 8을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRSF8 Rabbit pAb
비고/별칭	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
종	인간
유전자 ID (인간)	10929
유전자 ID	10929
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BRL6
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백