

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Ssb 토끼 다클론 항체(Pab) - P05455

품목 번호: CM0013018



소개

이 토끼 다클론 항체를 사용하여 인간 샘플에서 SSB/La 단백질을 발현을 검증하십시오. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 자가면역 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSB 토끼 pAb
비고/별칭	La; LARP3; La/SSB; SSB
종	인간
GeneID (인간)	6741
GeneID	6741
면역원	인간 SSB(NP_003133.1)의 아미노산 166-408에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05455
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩