


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ssca1/Serpib3 단일클론 항체 - P29508

품목 번호: CM0007760



소개

인간 Serpin B3/SCCA-1을 표적으로 하는 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 암 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSCA1/SerpB3 Rabbit mAb
비고/별칭	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpB3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	6317 (인간)
항원(Immunogen)	인간 SSCA1/SerpB3 (NP_008850.1)의 아미노산 2-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P29508
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)