


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ssca1/Serpinb3 다클론 항체 - P29508

품목 번호: CM0027936



소개

인간 SSCA1/SerpinB3(SCCA-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 편평 상피 세포암 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSCA1/SerpinB3 토끼 pAb
비고/별칭	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
종	인간
GeneID (인간)	6317
GeneID	6317
면역원	인간 SSCA1/SerpinB3(NP_008850.1)의 아미노산 2-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P29508
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩