

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ssna1 토끼 다클론 항체 - O43805

품목 번호: CM0013671

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 anti-SSNA1 항체로, 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 축삭 분지, 세포 분열 및 미세소관 안정성에 관여하는 미세소관 핵형성 인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSNA1 토끼 pAb
비고/별칭	N14; NA14; NA-14; SSNA1
종	인간
GeneID (인간)	8636
GeneID	8636
면역원	재조합 단백질 인간 SSNA1(NP_003722.2)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43805
단백질 분자량	14kDa
배송	얼음팩