


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ssr2 토끼 다클로날 항체 - P43308

품목 번호: CM0021001



소개

SSR2 (TRAP-beta)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응합니다. ER 단백질 보유 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSR2 Rabbit pAb
비고/별칭	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6746
유전자 ID	6746
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P43308
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백