


Wb 및 Elisa용 항-Ssr3 토끼 다클론 항체 - Q9Unl2

품목 번호: CM0020618



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 고품질 항-SSR3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 SSR3와 교차 반응합니다. ER 단백질 유지 및 칼슘 결합 메커니즘 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSR3 토끼 pAb
비고/별칭	TRAPG; SSR3
종	인간
유전자 ID	6747
면역원	인간 SSR3(NP_009038.1)의 아미노산 70-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UNL2
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백