


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ssrp1 다클론 항체 - Q08945

품목 번호: CM0025291



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 토끼 항-SSRP1 다클론 항체(pAb)입니다. 염색질 재모델링, 전사 신장 및 DNA 복구에 관여하는 FACT 복합체 서브유닛인 인간 및 마우스 SSRP1(FACT80)과 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	SSRP1 토끼 pAb
비고/별칭	FACT; T160; FACT80; SSRP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6749
유전자 ID	6749
면역원	인간 SSRP1(NP_003137.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q08945
단백질 무게	81kDa
배송	아이스팩