


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ssrp1 토끼 다클론 항체 - Q08945

품목 번호: CM0015178



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 SSRP1(FACT80)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 염색질 전사 연장 인자 서브유닛을 표적으로 하며 뉴클레오솜 재구성, DNA 복구 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSRP1 토끼 pAb
비고/별칭	FACT; T160; FACT80; SSRP1
종	인간
유전자 ID	6749
면역원	인간 SSRP1(NP_003137.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q08945
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백