

Anti-Sstr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30872

품목 번호: CM0026124



소개

SSTR1 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용에서 인간 및 쥐의 소마토스타틴 수용체 타입 1(SSTR1/SRIF-2)을 검출합니다. 재조합 면역원은 N-말단 도메인(aa 1-56)을 표적으로 합니다. 분자량: 43kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSTR1 Rabbit pAb
비고/별칭	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
종	인간
유전자 ID	6751 (인간)
면역원	인간 SSTR1 (NP_001040.1)의 아미노산 1-56에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P30872
단백질 무게	43kDa
배송	아이스백