


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sstr2 폴리클로날 항체 - P30874

품목 번호: CM0024433



소개

인간 SSTR2(NP_001041.1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 소마토스타틴 신호 전달 및 췌장 호르몬 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Somatostatin Receptor 2 (SSTR2) Rabbit pAb
비고/별칭	SST2; Somatostatin Receptor 2 (SSTR2)
종	인간
GeneID (인간)	6752
GeneID	6752
면역원	합성 펩타이드: 인간 Somatostatin Receptor 2 (SSTR2) (NP_001041.1)의 아미노산 270-369에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30874
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백