

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Sstr5 단클론 항체 - P35346

품목 번호: CM0005649



소개

인간 SSTR5를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 소마토스타틴 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSTR5 토끼 mAb
비고/별칭	SST5; SS-5-R; SSTR5
종	인간
유전자ID (인간)	6755
유전자ID	6755
면역원	인간 SSTR5 (P35346)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35346
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩