


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ssx2 폴리클론 항체 - Q16385

품목 번호: CM0013009



소개

인체 SSX2(암/고환 항원 5.2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 종양학 및 전사 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSX2 토끼 pAb
비고/별칭	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
종	인체
GeneID (인체)	6757
GeneID	6757
면역원	재조합 단백질 인체 SSX2의 아미노산 1-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_783629.1).
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q16385
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩