

Anti-Ssx4 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O60224

품목 번호: CM0028758

소개

인간 및 생쥐 SSX4를 표적으로 하는 WB 및 ELISA 검증 완료된 SSX4 토끼 pAb입니다. 전사 조절 연구 및 암/고환 항원 연구에 이상적입니다. IVD 원료 파트너 CamelBio가 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SSX4 토끼 pAb
비고/별칭	CT5.4; SSX4
종	인간
GeneID (인간)	6759
GeneID	6759
면역원	인간 SSX4 (NP_005627.1)의 아미노산 70-188번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O60224
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩