


Wb, Elisa용 항St14 다클론 항체 - Q9Y5Y6

품목 번호: CM0024812



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 고품질 토끼 유래 항ST14 다클론 항체입니다. 인간 ST14(매트립타제)를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응성이 있어 프로테아제 활성 및 상피 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST14 토끼 pAb
비고/별칭	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADGI5, TMPRSS14, ST14
종	인간
유전자ID (인간)	6768
유전자ID	6768
면역원	인간 ST14 (NP_068813.1)의 아미노산 566-855에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5Y6
단백질 분자량	95kDa
배송 방식	아이스 팩