

Wb 및 Elisa용 Anti-St3Gal1 토끼 다클론 항체 - Q11201

품목 번호: CM0014773

소개

인간 ST3GAL1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 교차 반응성을 보입니다. 당생물학 및 시알릴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ST3GAL1 토끼 pAb
비고/별칭	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GalIA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1
종	인간
GeneID	6482
면역원	인간 ST3GAL1의 아미노산 35-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003024.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q11201
단백질 분자량	39 kDa
배송	아이스 팩