

Wb, Elisa용 항St3Gal4 다클론 항체 - Q11206

품목 번호: CM0026033

소개

WB와 ELISA에서 검증된 고품질 ST3GAL4 토끼 다클론 항체. 사람 및 생쥐 ST3GAL4를 검출하며, 이 단백질은 당단백질/당지질 생합성과 지혈 작용에 관여하는 핵심 시알릴트랜스퍼레이즈이고 분자량은 38 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST3GAL4 토끼 pAb
비고/별칭	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
종	사람
GeneID (사람)	6484
GeneID	6484
면역원	사람 ST3GAL4 (NP_006269.1)의 아미노산 27-267번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q11206
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩