

항-St3Gal4 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa) - Q11206

품목 번호: CM0019578

소개

인간 ST3GAL4 (Q11206)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 시알릴트랜스퍼레이스 기능, 지혈 및 백혈구 유착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST3GAL4 토끼 pAb
비고/별칭	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-Nac6S; ST3 베타-갈락토사이드 알파-2; 3-시알릴트랜스퍼레이스 4
종	인간
GeneID (인간)	6484
GeneID	6484
면역원	합성 펩타이드 인간 ST3GAL4(NP_001241686.1)의 아미노산 234-333 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q11206
단백질 분자량	36kDa/37kDa/38kDa
배송 방식	아이스백