

Wb, Elisa용 Anti-St3Gal5 폴리클로널 항체 - Q9Unp4

품목 번호: CM0028893

소개

사람 ST3GAL5 (GM3 synthase)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 랫트에 대한 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. 간글리오시드 생합성 및 신경생물학 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ST3GAL5 Rabbit pAb
비고/별칭	SATI; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8869
유전자 ID	8869
항원(Immunogen)	사람 ST3GAL5 (NP_003887.3)의 아미노산 80-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카베고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UNP4
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)