

Wb, Ihc-P, Elisa용 항St6Gal1 다클론 항체 - P15907

품목 번호: CM0029204



소개

ST6GAL1(알파-2,6-시알산전이효소 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. B세포 항원 형성과 IgG 시알산화에 관여하는 골지 효소인 인간, 생쥐, 래트 ST6GAL1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ST6GAL1 토끼 pAb
비고/별칭	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1
종	인간
유전자ID (인간)	6480
유전자ID	6480
면역원	인간 ST6GAL1(NP_775323.1)의 아미노산 27-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P15907
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스팩