

Wb, Elisa용 Anti-St8Sia1 폴리클로날 항체 - Q92185

품목 번호: CM0030986

소개

인간 ST8SIA1 (GD3 합성효소)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에서 내인성 ST8SIA1을 검출합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 강글리오사이드 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ST8SIA1 Rabbit pAb
비고/별칭	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sia1; ST8SIA1
종	인간
유전자 ID (인간)	6489
유전자 ID	6489
면역원	인간 ST8SIA1 (NP_003025.1)의 아미노산 49-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q92185
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백