

Wb 및 Elisa용 Anti-St8Sia2 폴리클로날 항체 - Q92186

품목 번호: CM0025087

소개

인간 ST8SIA2 (알파-2,8-시아릴트랜스퍼레이즈 8B)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 폴리시아릭 산 합성 및 신경 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST8SIA2 Rabbit pAb
비고/별칭	STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8SiaII; ST8SIA-II; ST8SIA2
종	인간
유전자 ID (인간)	8128
유전자 ID	8128
면역원	인간 ST8SIA2 (NP_006002.1)의 아미노산 24-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92186
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백