

Wb, Elisa용 항St8Sia4 토끼 다클론 항체 - Q92187

품목 번호: CM0029474



소개

폴리시알산전이효소인 인간 ST8SIA4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 면역원은 인간 ST8SIA4의 20-168 아미노산에서 유래되었습니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST8SIA4 토끼 pAb
비고/별칭	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
종	인간
유전자ID (인간)	7903
유전자ID	7903
면역원	인간 ST8SIA4 (NP_778222.1)의 아미노산 20-168에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92187
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스백