


Wb 및 Elisa용 항Stam 토끼 다클론 항체 - Q92783

품목 번호: CM0030042



소개

인간 STAM(신호전달 어댑터 분자 1)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 세포 신호 전달 및 엔도솜 분류에 관여하는 표적 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STAM 토끼 pAb
비고/별칭	STAM1; STAM-1; STAM
종	인간
유전자ID (인간)	8027
유전자ID	8027
면역원	재조합 단백질; 인간 STAM (NP_003464.1)의 아미노산 120-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92783
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백