


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Stambp 폴리클로날 항체 - O95630

품목 번호: CM0028428



소개

인간 STAMPB (AMSH)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 데유비퀴틴화(deubiquitination), 엔도솜 분류(endosomal sorting) 및 BMP 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAMPB Rabbit pAb
비고/별칭	AMSH; MICCAP; STAMPB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10617
GeneID	10617
면역원(Immunogen)	인간 STAMPB (NP_998787.1)의 아미노산 100-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95630
단백질 분자량(Protein Weight)	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)