

Wb, Elisa용 항Stap2 토끼 다클론 항체 - Q9Ugk3

품목 번호: CM0019654



소개

인간 STAP2 (BKS)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 생쥐 STAP2를 모두 검출합니다. PTK6 신호 전달, STAT3 조절 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STAP2 토끼 pAb
비고/별칭	BKS; STAP2
종	인간
유전자ID (인간)	55620
유전자ID	55620
면역원	인간 STAP2 (NP_001013863)의 아미노산 130-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9UGK3
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩