


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Star 토끼 다클론 항체 - P49675

품목 번호: CM0013324



소개

인간 및 마우스에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 StAR (STARD1) 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 스테로이드 생성 급성 조절 단백질(32 kDa, SWISS P49675)을 표적으로 합니다. 스테로이드 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	StAR 토끼 pAb
비고/별칭	STARD1; StAR
종	인간
유전자 ID(인간)	6770
유전자 ID	6770
면역원	인간 StAR(NP_000340.2)의 아미노산 64-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49675
단백질 중량	32kDa
운송 조건	아이스 팩