


Anti-Star (Stard1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

품목 번호: CM0022362



소개

스테로이드 생성에 필수적인 미토콘드리아 콜레스테롤 운반체인 인간 StAR (STARD1)을 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	StAR Rabbit pAb
비고/별칭	STARD1; StAR
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	6770
Gene ID	6770
면역원(Immunogen)	인간 StAR (NP_000340.2)의 아미노산 64-285 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P49675
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)