

Anti-Stard3Nl 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O95772

품목 번호: CM0020981

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 STARD3NL 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 STARD3NL (MENTHO) 단백질을 검출하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. STARD3NL은 ER 접착 부위를 형성하는 후기 엔도솜 테더링 단백질로, 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STARD3NL Rabbit pAb
비고/별칭	MENTHO; STARD3NL
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	83930
유전자 ID	83930
면역원(Immunogen)	인간 STARD3NL (NP_114405.1)의 아미노산 185-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)	
SWISS	O95772
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)