


웨스턴 블롯, 면역침전, Elisa용 Anti-Stat1 Rabbit Monoclonal Antibody - P42224

품목 번호: CM0002043



소개

웨스턴 블롯, 면역침전, ELISA에서 검증된 STAT1 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트 STAT1과 반응합니다. 인터페론 신호 전달 및 항바이러스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STAT1 Rabbit mAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
종	인간
유전자 ID	6772 (인간)
면역원	합성 펩타이드: 인간 STAT1 (P42224)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42224
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스팩