


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stat1 토끼 다클론 항체 - P42224

품목 번호: CM0015787



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 STAT1(P42224)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 인터페론 신호전달 및 STAT1 전사인자 활성을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT1 토끼 pAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
종	인간
GeneID (인간)	6772
GeneID	6772
면역원	인간 STAT1(NP_009330.1)의 아미노산 513-712 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42224
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스팩