

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stat2 다클론 항체 - P52630

품목 번호: CM0017918



소개

인간 STAT2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 인터페론 신호 전달 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT2 토끼 pAb
비고/별칭	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
종	인간
GeneID (인간)	6773
GeneID	6773
면역원	인간 STAT2(NP_005410.1)의 아미노산 550~706에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P52630
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩