

Wb 및 Elisa용 항Stat3 토끼 단클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0003000



소개

인간 STAT3에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 분자량 88 kDa인 인간 및 마우스 STAT3를 검출하며, JAK/STAT 신호 연구, 염증 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] STAT3 토끼 mAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
종	인간
유전자 ID (인간)	6774
유전자 ID	6774
면역원	합성 펩티드: 인간 STAT3 (P40763)의 아미노산 600-700번 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스백