

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Stat3 토끼 단클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0005270



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 STAT3 항체. 사람, 마우스, 래트, 원숭이의 STAT3(~88kDa)를 검출합니다. JAK/STAT 신호 전달, 염증 및 종양학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	STAT3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
종	사람
유전자ID (사람)	6774
유전자ID	6774
면역원	사람 STAT3(NP_003141.2)의 아미노산 611-710번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트, 원숭이
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스백