

Wb 및 Elisa용 Anti-Stat3 토끼 다클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0020777



소개

사람 STAT3(P40763)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 STAT3와 교차 반응합니다. JAK/STAT 신호전달, Th17 분화, 염증 및 종양학에서의 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT3 토끼 pAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIOI; STAT3
종	사람
유전자 ID	6774
면역원	사람 STAT3(NP_644805.1)의 아미노산 130~770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩