

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stat4 Rabbit Monoclonal Antibody - Q14765

품목 번호: CM0011263

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-STAT4 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간, 쥐, 래트와 반응합니다. Th1 분화 및 인터페론 신호 전달에 중요한 STAT4 전사 조절자를 표적으로 합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT4 Rabbit mAb
비고/별칭	SLEB11; STAT4
종	인간
유전자 ID	6775
면역원	인간 STAT4 (NP_003142.1)의 아미노산 649-748 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q14765
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백