

Anti-Stat4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q14765

품목 번호: CM0025077

소개

STAT4 Rabbit pAb은 재조합 인간 STAT4 단백질에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 STAT4를 검출합니다. 면역 반응 및 T 세포 분화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT4 Rabbit pAb
비고/별칭	SLEB11; STAT4
종	인간
GeneID (인간)	6775
GeneID	6775
면역원	재조합 단백질 인간 STAT4 (NP_003142.1)의 아미노산 569-748에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q14765
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백